

医療機器連動のご紹介

国際モダンホスピタルショウ2021
ホスピタルショウオンライン

各種医療機器と連動して、アラートをナースコールへ知らせるシステム。
NICSS親機やスマートフォンまたはPHSに、部屋・ベッド番号および
アラートの種類を通知します。

輸液ポンプ連動

参考出展



生体情報モニタ連動スマートフォン波形表示

共創パートナー：奈良県立医科大学様



スマートフォンに
生体情報モニタの
波形も表示します。


株式会社ケアコム 東京オフィス (代表)

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-13-7 名古路ビル本館1F Tel.050-3816-6300 <https://www.carecom.jp/>

ケアコム

構成イメージ

LAN



- この図は主な機器だけを掲載しています。実際に連動する時には他の機器が必要になる場合があります。
- スマートフォン用ナースコール画面表示サーバーはスマートフォンに呼出を画像で表示する場合や生体情報モニタの波形を表示する場合に必要です。
- 連動可能な各社メーカーについては弊社営業担当へお問い合わせください。

医療機器との連動にあたっての注意事項

- 本システムは補助的な設備であり、医療機器のアラート通知の主たる手段として使用しないでください。院内の電波状況や場所によっては、情報が伝達されない場合があります。必ず医療機器本体のアラートを主たる通知手段としてご使用ください。
- 処置に関しては、ナースコール親機やスマートフォン・PHSからのメッセージだけで判断せず、必ず患者さんの病床へ行き容態を確認して判断ください。
- 輸液ポンプおよび生体情報モニタ等の医療機器は、弊社ではお取り扱いしておりません。
- 連動に関しては打ち合わせが必要ですので必ず弊社営業担当へご相談ください。